

# Clear View Visor

VARENØR. XRT-7300

UDI. 015744000280202

*Candor transparente mundvisir "Clear View Visor" er økonomisk i brug, kan renses ved afvaskning/afspritning og er CE-mærket, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.*

Candors transparente visirmodel **Clear view visor XRT-7300**, der kan rengøres forsvarligt efter brug, er mere økonomisk i brug end traditionelle mundbind i stof eller papir.

Visiret kan genanvendes i op til 10 dage. Visiret er gennemsigtigt, hvilket er en fordel i situationer, hvor det er vigtigt at de personer, bæreren kommunikerer med, kan se mundbevægelser og mimik.

Visiret slutter tæt omkring næse og hage, men tillader passage af luft fra siden, hvilket minimerer belastning af lungerne.



## Bestil Clear View Visor / XRT-7300

- CE mærket og dansk produceret
- Genanvendeligt ved korrekt rengøring
- Ansigtsgenkendelse og mundaflæsning
- Minimering af fugtig luft indtag
- Ved køb af minimum 1.000 enheder kan der påtrykkes logo

## Tekniske specifikationer

**Materiale:** PETG.

**Vægt:** 10 g

**Dimension (B x H x D):**

250 x 120 x 40 mm

**Rengøring:** Ved afspritning med sprit eller afvaskning

m. rengøringsmiddel i 60° C anvendeligt i op til 10 dage

**Anvendelsesområde:**

Inden- og udendørs

**Salgsenheder:**

Æske med 5, 10 eller 50 stk

**Begrænsning:**

Må ikke anvendes som værn i fødevarerproduktion

**CANDOR**  
your partner for life

CANDOR • Sandagervej 18B, DK-5854 Gislev, Denmark • Tlf: +45 7020 6192 Web: [www.candor-dk.com](http://www.candor-dk.com) • Mail: [el@candor-dk.com](mailto:el@candor-dk.com)