

Candor Visor

VARENR. XRT-7200


UDI. (01) 5744000280011 (10) 1 (17) 230501

Candor transparente mundvisir "Candor Visor" er fremstillet til engangsbrug og kan anvendes en hel dag.

Candors transparente visirmodel **Candor Visor XRT-7200** til engangsbrug er mere økonomisk i brug end traditionelle mundbind i stof eller papir.

Visiret kan anvendes i op til 1 dag. Visiret er gennemsigtigt, hvilket er en fordel i situationer, hvor det er vigtigt at de personer, bæreren kommunikerer med, kan se mundbevægelser og mimik.

Visiret anvendes til beskyttelse af ansigtet. Det fungerer som barriere og beskytter bærerens øjne, næse og mund mod fugtige partikler i omgivelserne og fra personer i nær kontakt.



Bestil Candor Visor / XRT-7200

- CE mærket og dansk produceret
- Kan anvendes op til en hel dag
- Ansigtsgenkendelse og mundaflæsning
- Beskyttelse mod fugtige partikler i rummet
- Ved køb af minimum 10.000 enheder kan der påtrykkes logo

Tekniske specifikationer

Materiale: PETG

Vægt: 100 g

Dimension (B x H x D):

320 x 250 x 50 mm

Rengøring: Ved afspritning med sprit eller afvaskning

m. rengøringsmiddel i 60° C
anvendeligt i op til 10 dage

Anvendelsesområde:

Inden- og udendørs

Salgsenheder:

Æske med 5, 10 eller 50 stk

Begrænsning:

Må ikke anvendes som værn i fødevareproduktion

CANDOR
your partner for life

CANDOR • Sandagervej 18B, DK-5854 Gislev, Denmark • Tlf: +45 7020 6192 Web: www.candor-dk.com • Mail: el@candor-dk.com